

# sleepcube

AUTOADJUST



...feel refreshed!

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

# sleepcube

## AUTOADJUST

Η αυτόματη συσκευή CPAP της devilbiss healthcare, κατασκευάζεται στην Αμερική, έχει τρία χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας, βάρος μόλις 1,18 κιλά, συνοδεύεται από σακίδιο μεταφοράς είναι εντελώς αθόρυβη, παράγοντας κατά την λειτουργία λιγότερο θόρυβο των 26db. Εύκολη στη χρήση, καθώς μόλις εφαρμοστεί η μάσκα στο πρόσωπο του ασθενή, ξεκινάει να λειτουργεί και σταματάει αυτόματα όταν η μάσκα βγαίνει από το πρόσωπο. Υπάρχει ράμπα καθυστέρησης της πίεσης, που μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να χαλαρώσει και να κοιμηθεί πιο εύκολα, όπως επίσης και η τεχνολογία άνεσης εκπνοής (FLEX), που βοηθά στη συμμόρφωση του ασθενή και κάνει την συσκευή πιο φιλική στο χρήστη. Η αυτορυθμιζόμενη συσκευή, θα προσαρμοστεί αυτόματα στις διαφορετικές ανάγκες του ασθενή κατά την διάρκεια του ύπνου, ρυθμίζοντας την κατάλληλη πίεση και καταγράφοντας ένα αναλυτικό ιστορικό που δίνεται με το smart code μέσω του internet. Η ηλεκτρική απαίτηση είναι μόλις 65 watt, ενώ μπορεί να δουλέψει και με 12V DC από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Η αυτορυθμιζόμενη συσκευή μπορεί να λειτουργεί και ως συμβατικό CPAP και ως αυτόματο. Η αυτόματη λειτουργία περιλαμβάνει: \* Αυτόματη ρύθμιση πίεσης \* Ρυθμιζόμενος ορισμός της άπνοιας και υπόπνοιας (ποσοστό και διάρκεια) \* Ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια πίεσης \* Ρυθμιζόμενη ράμπα καθυστέρησης μέχρι και τέσσερις ώρες \* Αυτόματη ανίχνευση εφαρμογής της μάσκας και ανίχνευση ροχαλητού. Όλα τα παραπάνω, καταγράφονται και αναλύονται στη μνήμη της συσκευής, παρέχοντας στο χρήστη και στον θεράποντα ιατρό, πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για την παρακολούθηση της θεραπείας.



Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη, κάνει το CPAP εύχρηστο ακόμη και στο σκοτάδι.



Πίσω πλευρά του SLEEP CUBE – Φαίνεται η υποδοχή για τα φίλτρα, το σωλήνα παροχής αέρος, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη λήψη δεδομένων.



Το SLEEP CUBE με ολοκληρωμένο το σύστημα του θερμαινόμενου υγραντήρα.



Το SLEEP CUBE Auto Adjust με το Smart Link.

## SPECIFICATIONS

<b>Dimensions (HxWxL)</b>	10.8 x 16.5 x 17.8 cm	<b>Storage &amp; Transportation</b>	
<b>Weight</b>	1.18 kg	<b>Temperature Range</b>	-40° C to +70° C
<b>Auto Adjust CPAP Pressure Range</b>	3-20 cm H <sub>2</sub> O	<b>Humidity Range</b>	0% to 95% R.H. non-condensing
<b>Operating Temperature Range</b>	5° C to 40° C	<b>Sound Level</b>	26 dB(A)
<b>Humidity Range</b>	0% to 95% R.H. non-condensing	<b>Maximum Power Consumption</b>	65 W from AC power source (PAP device only)
<b>Atmospheric Conditions</b>	Sea level to 9,000 feet	<b>Electrical Requirements</b>	100-240 VAC, 50/60 Hz



### Κεντρικά:

Ηρακλείου 97-99, Χαλάνδρι

**Τηλ.:** 210-6003414

**Φαξ:** 210-6015095

www.sunmed.gr

e-mail: sunmed@otenet.gr

### Υποκαταστήματα:

Σισμανογλείου 35, Μαρούσι

**Τηλ.:** 210-6095516

Ιπποκράτους 12, Τρίκαλα

**Τηλ.:** 24310-79080



Sunrise Medical Limited  
High Street Wollaston/Stourbridge  
West Midlands DY8 4PS  
England



CE 0044

Phone + 44 (0) 13 84 44 68 58

Fax + 44 (0) 13 84 44 66 28

www.devilbisshealthcare.com

enquiries@devilbisshc.com